

Criteri antivirus e Windows Update

ITALIANO

Informazioni di carattere generale

Avvertenza

Per far sì che il sistema Brainlab continui a funzionare come previsto restando conforme alla certificazione CE e/o all'autorizzazione della FDA, Brainlab raccomanda di attenersi alle seguenti linee guida per gli aggiornamenti di Windows e il software antivirus. Questi criteri sono validi per:

- I sistemi di pianificazione Brainlab (non utilizzati durante il trattamento del paziente)
- I sistemi di navigazione e di posizionamento Brainlab (utilizzati durante il trattamento del paziente)

Aggiornamenti di Windows

Per impostazione predefinita, i sistemi Brainlab sono configurati tramite le impostazioni locali dei criteri di gruppo. Se la propria organizzazione utilizza le impostazioni dei criteri di gruppo di Windows su qualsiasi server su cui è installato il software Brainlab, non modificare la configurazione.

Installare solo gli aggiornamenti per la sicurezza di Microsoft; sono consentiti sia gli **aggiornamenti cumulativi mensili** sia gli **aggiornamenti relativi esclusivamente alla sicurezza**. Non installare i service pack e gli aggiornamenti opzionali. I regolamenti sui dispositivi medici prevedono che i service pack vengano testati e rilasciati dal fabbricante dei dispositivi medici. Se si aggiunge il sistema Brainlab al dominio dell'ospedale, assicurarsi che siano effettive le seguenti impostazioni.

Non installare gli aggiornamenti durante il trattamento del paziente.

Aggiornamenti dei driver

Non aggiornare i driver sulle piattaforme Brainlab.

Per aggiornare i driver sulle piattaforme Brainlab, non utilizzare l'impostazione manuale né gli aggiornamenti Windows. Questi criteri sono assicurati dalle impostazioni dei criteri di gruppo, le quali non vanno modificate.

Antivirus

Brainlab consiglia di proteggere il sistema con un software antivirus di alta qualità. Le prestazioni del sistema devono essere verificate da un addetto all'assistenza Brainlab dopo la prima installazione del software antivirus. Tenere presente che alcune impostazioni del software per la protezione antimalware (es., scanner antivirus) possono compromettere le prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in tempo reale e viene monitorato ogni accesso ai file, allora l'accesso ai dati del paziente potrebbe essere limitato. Per risultati ottimali:

- Disattivare le funzioni extra del software antivirus (es., scanner browser e e-mail, firewall aggiuntivi).
- Disattivare i messaggi popup del software antivirus.

Configurare il software antivirus (es., aggiungendo alle eccezioni per le cartelle) in modo tale che non vengano sottoposti a scansione né modificati i seguenti percorsi:

- **C:\Brainlab, D:\Brainlab e F:\Brainlab ecc.**
- **C:\PatientData, D:\PatientData e F:\PatientData ecc.**

Per i sistemi di pianificazione (ad eccezione delle installazioni di iPlan RT): Attivare permanentemente le scansioni all'accesso o in tempo reale con le eccezioni per le cartelle qui elencate impostate correttamente.

Per le installazioni di iPlan RT e i sistemi di navigazione e posizionamento: Disattivare le scansioni al momento dell'accesso o in tempo reale. Pianificare l'esecuzione delle scansioni a richiesta o di quelle programmate allo spegnimento del sistema o durante le ore di utilizzo per finalità non cliniche.

Ulteriori informazioni



Questo criterio ha la precedenza su tutta la documentazione dei prodotti passata e presente. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti Brainlab.

Utilizzare le informazioni di accesso riportate qui di seguito per visualizzare le informazioni su aggiornamenti di Windows, aggiornamenti dei driver, impostazioni dei criteri di gruppo per i server, software antivirus e specifici bug nonché sugli aggiornamenti per la sicurezza di Microsoft bloccati dall'assistenza Brainlab.

Indirizzo: <https://www.brainlab.com/updates>

Password: WindowsUpdates!89

Simboli

	Avvertenza
	Fabbricante

