

Política de Antivírus e Atualização do Windows

PORTUGUÊS (BRASIL)

Informações gerais

Aviso

Para assegurar que seu sistema Brainlab continue a operar conforme especificado e permaneça em conformidade com a certificação CE e/ou a aprovação da FDA, a Brainlab recomenda a observância das seguintes diretrizes sobre atualizações do Windows e software antivírus. Esta política se aplica a:

- Sistemas de planejamento da Brainlab (não utilizados durante o tratamento de pacientes)
- Sistemas de navegação e posicionamento da Brainlab (utilizados durante o tratamento de pacientes)

Atualizações do Windows

Por padrão, sistemas Brainlab são configurados por meio de definições locais de política de grupo. Se a sua organização utiliza configurações de política de grupo do Windows em servidores que possuem software da Brainlab instalados, não altere a configuração.

Instale apenas atualizações de segurança da Microsoft; **rollups mensais e atualizações exclusivas de segurança** são permitidas. Não instale pacotes de serviço e atualizações opcionais. As normas sobre dispositivos médicos exigem que pacotes de serviço sejam testados e liberados pelo fabricante do dispositivo médico. Se você adicionar o sistema Brainlab ao domínio do hospital, assegure que as seguintes configurações sejam efetivadas.

Não instale atualizações durante o tratamento de pacientes.

Atualizações de drivers

Não atualize drivers em plataformas da Brainlab.

Não utilize o recurso de configuração manual ou atualizações do Windows para atualizar drivers em plataformas da Brainlab. Esta política é assegurada pelas configurações de política de grupo, que não devem ser alteradas.

Antivírus

A Brainlab recomenda proteger o sistema com software antivírus de última geração. O desempenho do sistema deve ser verificado por um engenheiro de serviço da Brainlab depois da primeira instalação de um software antivírus. Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como aplicativos antivírus, podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema. Por exemplo, se o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada acesso a arquivos, o acesso a dados do paciente poderá ser restringido. Para obter os melhores resultados:

- Desative todos os recursos adicionais do software antivírus (p.ex., varredura de navegadores ou e-mail, firewall adicional).
- Desative as mensagens pop-up do software antivírus.

Configure o software antivírus (p.ex., adicionando exceções de pastas) de forma que ele não realize varreduras nem modificações nas seguintes pastas:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab e F:\Brainlab, etc.
- C:\PatientData, D:\PatientData e F:\PatientData, etc.

Para sistemas de planejamento (exceto instalações do iPlan RT): Ative permanentemente as varreduras por acesso e em tempo real, configurando corretamente as exceções de pastas aqui especificadas.

Para instalações do iPlan RT e sistemas de navegação e posicionamento: Desabilite as verificações no acesso/em tempo real. Programe as varreduras sob demanda/planejadas para depois do encerramento do sistema ou para horários sem atividade clínica.

Informações adicionais



Esta política substitui toda a documentação passada e presente do produto. Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte ao cliente da Brainlab.

Utilize as informações de login indicadas a seguir para visualizar informações sobre atualizações do Windows, atualizações de drivers, configurações de política de grupo em servidores, software antivírus e problemas específicos, além de uma lista de atualizações de segurança da Microsoft bloqueadas pelo suporte da Brainlab.

Endereço: <https://www.brainlab.com/updates>

Senha: WindowsUpdates!89

Símbolos

	Aviso
	Fabricante

