

Patient Data Manager 与 iPlan 之间的兼容性

Patient Data Manager 与 iPlan 之间的兼容性

较早版本的 **Patient Data Manager** (2.6 之前的版本) 与特定版本的 **iPlan** 不兼容, 并且不得组合使用, 因为在 **iPlan** 中应用的对象移位 在导出到 DICOM 时不会反映出来。详情请参阅 2019 年 10 月 8 日的现场安全通知/产品通知 (Brainlab 标识号 CAPA-20190904-002337)。

受影响的组合

如果要组合使用任何列出的 **Patient Data Manager** 版本和 **iPlan** 版本, 请联系 Brainlab 支持人员以请求相应的 **Patient Data Manager** 软件更新。

软件版本	
Patient Data Manager	2.1.1、2.2.0、2.2.1、2.3.0、2.3.1、2.4.0、2.5.0、2.5.1
iPlan CMF	3.0.5、3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5、3.0.6
iPlan ENT	3.0.5、3.0.6
iPlan Spine	3.0.5、3.0.6

说明

若贵机构同时拥有这两种设备, 务必确保它们不会一起使用 (例如, 列出的 **Patient Data Manager** 版本仅可由放疗科使用, 非放疗科则使用列出的 **iPlan** 版本), 且无需对 **Patient Data Manager** 软件进行更新。

