

Kompatibilita mezi programem Patient Data Manager a iPlan

Kompatibilita mezi programem Patient Data Manager a iPlan

Starší verze programu **Patient Data Manager** (před verzí 2.6) nejsou kompatibilní se specifickými verzemi **iPlan** a nesmí se používat v této kombinaci, protože v systému použité posuny objektů **iPlan** nejsou reflektovány při exportu do systému DICOM.

Podrobnosti najdete v terénním bezpečnostním oznámení / oznámení o produktu z 8. října 2019 (identifikátor Brainlab CAPA-20190904-002337).

Dotčené kombinace

Pokud chcete použít některou z uvedených verzí **Patient Data Manager** společně s některou z uvedených verzí **iPlan** kontaktujte podporu Brainlab, vyžádejte si odpovídající aktualizaci softwaru **Patient Data Manager**.

Softwarové verze	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Vysvětlení

Pokud jsou ve vašem zařízení k dispozici obě zařízení, ale je zajištěno, že nejsou a nebudou používána v kombinaci (např. Uvedená verze **Patient Data Manager** je k dispozici pouze v oddělení RT a uvedená verze **iPlan** je k dispozici pouze mimo RT oddělení), aktualizace softwaru **Patient Data Manager** není nutná.

