

Kompatibilitet mellan Patient Data Manager och iPlan

Kompatibilitet mellan Patient Data Manager och iPlan

Äldre versioner av **Patient Data Manager** (före version 2.6) är inte kompatibla med specifika versioner av **iPlan** och får inte användas i kombination eftersom objektförändringar som tillämpats i **iPlan** inte återspeglas när de exporteras till DICOM.

För information, se Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden/produktmeddelande från 8 oktober 2019 (Brainlab Identifier CAPA-20190904-002337).

Påverkade kombinationer

Om du vill använda någon av de listade versionerna av **Patient Data Manager** tillsammans med någon av de listade versionerna av **iPlan**, kontakta Brainlab-supporten för att begära motsvarande programvaruuppdatering av **Patient Data Manager**.

Programversioner	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Förklaring

Om båda enheterna finns tillgängliga hos din vårdinrättning, men det säkerställs att de inte används, och inte kommer att användas, i kombination (t.ex. en listad version av **Patient Data Manager** är endast tillgänglig på röntgenavdelningen, och en listad version av **iPlan** är endast tillgänglig på en annan avdelning än röntgenavdelningen), krävs ingen uppdatering av programvaran för **Patient Data Manager**.

