

Kompatibilität zwischen Patient Data Manager und iPlan

Kompatibilität zwischen Patient Data Manager und iPlan

Ältere Versionen von **Patient Data Manager** (vor Version 2.6) sind nicht kompatibel mit bestimmten Versionen von **iPlan**. Sie dürfen daher nicht in Kombination verwendet werden, da in **iPlan** vorgenommene Objektverschiebungen beim Export in DICOM nicht angezeigt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Sicherheitsmitteilung/Produktmitteilung vom 8. Oktober 2019 (Brainlab-Referenznummer: CAPA-20190904-002337).

Betroffene Kombinationen

Wenn Sie eine der aufgelisteten Versionen von **Patient Data Manager** mit einer der aufgelisteten Versionen von **iPlan** verwenden möchten, kontaktieren Sie den Brainlab-Kundendienst, um das entsprechende Software-Update für **Patient Data Manager** anzufordern.

Software-Versionen	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Erläuterung

Wenn beide Produkte in Ihrer Einrichtung verfügbar sind, jedoch weder zum jetzigen noch zu einem zukünftigen Zeitpunkt in Kombination verwendet werden (z. B. eine aufgelistete Version von **Patient Data Manager** ausschließlich in der Strahlentherapieabteilung verwendet wird und eine aufgelistete Version von **iPlan** ausschließlich in einer anderen Abteilung), ist ein Software-Update für **Patient Data Manager** nicht erforderlich.

