

Compatibilidade entre Patient Data Manager e iPlan

Compatibilidade entre Patient Data Manager e iPlan

Versões antigas do **Patient Data Manager** (anteriores à versão 2.6) não são compatíveis com versões específicas do **iPlan** e não devem ser usadas conjuntamente, pois deslocamentos de objetos aplicados no **iPlan** não são refletidos quando exportados para o DICOM.

Veja detalhes no documento Aviso de Segurança em Campo/Notificação de Produto publicado em 8 de outubro de 2019 (Identificador da Brainlab: CAPA-20190904-002337).

Combinações afetadas

Para usar uma das versões listadas do **Patient Data Manager** com qualquer versão listada do **iPlan**, entre em contato com o suporte da Brainlab para solicitar a atualização de software correspondente para o **Patient Data Manager**.

Versões de software	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Explicação

Se os dois dispositivos estiverem disponíveis em sua instalação, mas se for assegurado que eles não são e nunca serão usados conjuntamente (por exemplo, uma versão listada do **Patient Data Manager** está disponível apenas no departamento de Radioterapia e uma versão listada do **iPlan** está disponível apenas em outro departamento), não será necessário solicitar uma atualização de software para o **Patient Data Manager**.

