

# Kompatibilitet mellem Patient Data Manager og iPlan

## Kompatibilitet mellem Patient Data Manager og iPlan

Ældre versioner af **Patient Data Manager** (før version 2.6) er ikke kompatible med visse versioner af **iPlan** og må ikke bruges sammen, fordi objektbevægelser, der udføres i **iPlan**, ikke overføres, når der eksporteres til DICOM.

Yderligere oplysninger findes i sikkerhedsmeddelelsen/produktmeddelelsen af 8. oktober 2019 (Brainlab-id CAPA-20190904-002337).

## Berørte kombinationer

Hvis en af de angivne versioner af **Patient Data Manager** ønskes anvendt med en af de angivne versioner af **iPlan**, skal Brainlab support kontaktes for at anmode om den tilsvarende softwareopdatering til **Patient Data Manager**.

Softwareversioner	
<b>Patient Data Manager</b>	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
<b>iPlan CMF</b>	3.0.5, 3.0.6
<b>iPlan Cranial</b>	3.0.5, 3.0.6
<b>iPlan ENT</b>	3.0.5, 3.0.6
<b>iPlan Spine</b>	3.0.5, 3.0.6

## Forklaring

Hvis begge enheder findes på stedet, men der er sørget for, at de hverken nu eller fremover vil blive brugt sammen (f.eks. hvis en af de anførte versioner af **Patient Data Manager** kun er tilgængelig på RT-afdelingen, mens en af de anførte versioner af **iPlan** kun er tilgængelig andetsteds end RT-afdelingen), er det ikke nødvendigt med en opdatering af softwaren til **Patient Data Manager**.