

Compatibiliteit tussen Patient Data Manager en iPlan

Compatibiliteit tussen Patient Data Manager en iPlan

Oudere versies van **Patient Data Manager** (ouder dan versie 2.6) zijn niet compatibel met specifieke versies van **iPlan** en mogen niet samen worden gebruikt omdat objectverschuivingen die zijn toegepast in **iPlan** niet worden weergegeven wanneer zij naar DICOM worden geëxporteerd.

Raadpleeg het bericht inzake de veiligheid in het veld/de productmelding van 8 oktober 2019 (Brainlab-identificatie CAPA-20190904-002337).

Betreffende combinaties

Als u een van de vermelde versies van **Patient Data Manager** wilt gebruiken in combinatie van een van de vermelde versies van **iPlan**, neem dan contact op met de klantenservice van Brainlab om de bijbehorende software-update van **Patient Data Manager** aan te vragen.

| Softwareversies | |
|-----------------------------|--|
| Patient Data Manager | 2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1 |
| iPlan CMF | 3.0.5, 3.0.6 |
| iPlan Cranial | 3.0.5, 3.0.6 |
| iPlan ENT | 3.0.5, 3.0.6 |
| iPlan Spine | 3.0.5, 3.0.6 |

Verklaring

Als beide hulpmiddelen aanwezig zijn in uw instelling, maar het gewaarborgd is dat zij niet samen worden gebruikt en dat ook niet zal gebeuren (bijv. een vermelde versie van **Patient Data Manager** is alleen aanwezig op de RT-afdeling, en een vermelde versie van **iPlan** is alleen aanwezig op een niet-RT-afdeling), dan is een software-update van **Patient Data Manager** niet noodzakelijk.

