

Patient Data Manager- ja iPlan-ohjelmiston yhteensopivuus

Patient Data Manager- ja iPlan-ohjelmiston yhteensopivuus

Vanhemmat **Patient Data Manager** -versiot (versiota 2.6 aikaisemmat versiot) eivät ole yhteensopivia tiettyjen **iPlan**-versioiden kanssa. Niitä ei saa käyttää yhdessä, sillä **iPlan**-ohjelmistossa tehtyjä kohteen muutoksia ei oteta huomioon DICOM-viennin yhteydessä.

Katso lisätietoja tuotteen turvallisuutta koskevasta varoituksesta, joka on annettu 8. lokakuuta vuonna 2019 (Brainlab-tunnus: CAPA-20190904-002337).

Yhteensopimattomat yhdistelmät

Jos haluat käyttää jotakin luettelon **Patient Data Manager** -versiota jonkin luettelon **iPlan**-version kanssa, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä tarvittava **Patient Data Manager** -ohjelmistopäivitys.

Ohjelmistoversiot	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Kuvaus

Jos molemmat ohjelmistot ovat käytettävissä toimipaikassa, mutta niitä ei käytetä tai tulla käyttämään yhdessä (esimerkiksi lueteltu **Patient Data Manager** -versio on käytettävissä ainoastaan RT-osastolla, ja lueteltu **iPlan**-versio on käytettävissä ainoastaan muualla kuin RT-osastolla), **Patient Data Manager** -ohjelmistoa ei tarvitse päivittää.

