

Compatibilité entre Patient Data Manager et iPlan

Compatibilité entre Patient Data Manager et iPlan

Les anciennes versions de **Patient Data Manager** (antérieures à la version 2.6) ne sont pas compatibles avec certaines versions spécifiques d'**iPlan** et ne doivent pas être utilisées conjointement, car les décalages d'objets appliqués dans **iPlan** n'apparaissent pas après l'exportation dans DICOM.

Pour plus de détails, consultez la Notice de sécurité/Notification du 8 octobre 2019 (identifiant Brainlab CAPA-20190904-002337).

Combinaisons concernées

Si vous souhaitez utiliser l'une des versions de **Patient Data Manager** avec l'une des versions d'**iPlan** répertoriées ci-dessous, contactez le support technique de Brainlab pour demander la mise à jour du logiciel **Patient Data Manager** correspondant.

Versions des logiciels	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Explication

Si les deux dispositifs existent au sein de votre établissement mais sans être utilisés conjointement (p. ex. une version de **Patient Data Manager** répertoriée se trouve uniquement dans le service de radiothérapie et une version d'**iPlan** répertoriée se trouve uniquement dans un service autre que la radiothérapie), aucune mise à jour du logiciel **Patient Data Manager** n'est nécessaire.