

Compatibilità di Patient Data Manager con iPlan

Compatibilità di Patient Data Manager con iPlan

Le versioni precedenti di **Patient Data Manager** (prima della versione 2.6) non sono compatibili con versioni specifiche di **iPlan** e non devono essere usate in combinazione in quanto lo spostamento degli oggetti applicato in **iPlan** non sarà riportato in fase di esportazione in DICOM.

Per i dettagli, fare riferimento all'Avviso per la sicurezza/Avviso sul prodotto dell'8 ottobre 2019 (Identificativo Brainlab CAPA-20190904-002337).

Combinazioni interessate

Se si desidera utilizzare una delle versioni di **Patient Data Manager** elencate con una delle versioni di **iPlan** elencate, contattare l'assistenza Brainlab per richiedere l'aggiornamento software corrispondente di **Patient Data Manager**.

Versioni software	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Spiegazione

Se presso la struttura sono disponibili entrambi i dispositivi, ma ci si accerta che non sono e non saranno utilizzati in combinazione (ad es.: una delle versioni di **Patient Data Manager** elencate è disponibile solo nel reparto di RT e una delle versioni elencate di **iPlan** è disponibile solo in un reparto non RT), l'aggiornamento software di **Patient Data Manager** non è necessario.

