

Kompatibilitet mellom Patient Data Manager og iPlan

Kompatibilitet mellom Patient Data Manager og iPlan

Eldre versjoner av **Patient Data Manager** (før versjon 2.6) er ikke kompatible med spesifikke versjoner av **iPlan** og må ikke brukes i kombinasjon, da objektforskyvninger som brukes i **iPlan** ikke gjenspeiles ved eksport til DICOM.

For detaljer se Sikkerhetsinformasjon/Produktvarsling av 8. oktober 2019 (Brainlab-identifikator CAPA-20190904-002337).

Berørte kombinasjoner

Hvis du ønsker å bruke noen av de opplistede **Patient Data Manager**-versjonene med noen av de opplistede **iPlan**-versjonene, ta kontakt med Brainlab support for å forespørre tilsvarende **Patient Data Manager**-programvareoppdatering.

Programvareversjoner	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Forklaring

Hvis begge enheter er tilgjengelige ved din institusjon, men det er garantert at de ikke brukes og ikke vil bli brukt i kombinasjon (f.eks. en opplistet **Patient Data Manager**-versjon er tilgjengelig kun i RT-avdelingen, og en opplistet **iPlan**-versjon er tilgjengelig kun i en ikke-RT-avdeling), kreves ingen **Patient Data Manager**-programvareoppdatering.

