

Совместимость Patient Data Manager и iPlan

Совместимость Patient Data Manager и iPlan

Старые версии **Patient Data Manager** (до версии 2.6) несовместимы с определенными версиями **iPlan** и их совместное использование недопустимо, поскольку смещение объектов в **iPlan** не отображается при экспорте в DICOM.

Подробнее см. сообщение о выявленной проблеме безопасности/уведомление о продукции от 8 октября 2019 г. (идентификатор Brainlab CAPA-20190904-002337).

Затронутые комбинации

Если необходимо использовать какую-либо из перечисленных версий **Patient Data Manager** с одной из перечисленных версий **iPlan**, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab для запроса соответствующего обновления приложения **Patient Data Manager**.

Версии программного обеспечения	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Пояснение

Если в вашем распоряжении есть оба устройства, и при этом гарантируется, что они не используются и не будут использоваться совместно (например, указанная в списке версия **Patient Data Manager** доступна только в отделении лучевой терапии, а указанная версия **iPlan** доступна только в других отделениях), то обновление программного обеспечения **Patient Data Manager** не требуется.

