

Compatibilidad entre Patient Data Manager e iPlan

Compatibilidad entre Patient Data Manager e iPlan

Las versiones antiguas de **Patient Data Manager** (anteriores a la versión 2.6) no son compatibles con determinadas versiones de **iPlan** y no se deben utilizar conjuntamente con estas ya que los desplazamientos de objetos aplicados en **iPlan** no se reflejan al exportar a DICOM.

Para obtener más información, consulte la Comunicación urgente de seguridad/Notificación relativa a un producto con fecha 8 de octubre de 2019 (identificador de Brainlab CAPA-20190904-002337).

Combinaciones afectadas

Si desea utilizar alguna de las versiones de **Patient Data Manager** que figuran en la lista conjuntamente con alguna de las versiones de **iPlan** de dicha lista, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para solicitar la actualización (update) de **Patient Data Manager** correspondiente.

Versiones de la aplicación	
Patient Data Manager	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
iPlan CMF	3.0.5, 3.0.6
iPlan Cranial	3.0.5, 3.0.6
iPlan ENT	3.0.5, 3.0.6
iPlan Spine	3.0.5, 3.0.6

Explicación

Si ambos dispositivos están disponibles en su instalación y está garantizado que no se utilizan conjuntamente en la actualidad ni se utilizarán en el futuro (p. ej., una versión de **Patient Data Manager** de la lista solo está disponible en el departamento de radioterapia y una versión de **iPlan** de la lista solo está disponible en un departamento distinto al de radioterapia), no es necesario realizar un actualización del software **Patient Data Manager**.

